

by

Instructions for Use

Mitra® Device Collection Kit

(Procedure Pack)

These instructions apply to the following Mitra® Device configurations:

- Microsample Collection Kit




Intended Use:

The Microsample Collection Kit is a single-use non-sterile procedure pack intended for the collection, storage and transport of capillary whole blood specimens of specified volume using the contents of the collection kit.

Device Description:

The intended user is a healthcare professional or a layperson. The blood sample is typically taken through a prick in the fingertip using a lancet. The VAMS® sampler tip (contained within the Mitra Device) is gently applied to the drop of blood on the fingertip until the entire sampler tip turns red indicating a volumetric sample (10, 20, or 30 µL depending on the device being used) has been collected. This process is repeated for each sampler tip in the device. Once all sampler tips (one (1), two (2), three (3), or four (4) depending on the device being used) have been filled, the device outer housing is clicked closed to secure the sample(s).



Materials Provided:

- Mitra Device
- Specimen Bag with Desiccant
- Sample ID Barcode
- Lancet (x2 or x4)
- Gauze (x1 or x2)
- Bandage (x2 or x4)
- Plastic Shipping Envelope

Product Specifications:


- Sample Type: Dried Whole Blood
- Formats/Configurations: Collection Kit
- Sample Volume: 10, 20, or 30 µL
- Substrate: Hydrophilic porous polymer
- Volumetric Precision (%RSD) < 5%
- Number of Samples Collected: Up to 4 (depending on Device used)
- Shelf Life: 18 months
- Device Storage: Up to 30°C. For a shorter time (e.g. during transport) up to 45°C.
- Sample Storage: The guidelines for sample storage are analyte dependent and will need to be determined by device end-user.

Troubleshooting:

- Not enough blood was produced:
 - Warm hands thoroughly (e.g. run hands under hot water, rub hands together, walk briskly for 5 minutes).
 - Shake and massage fingers to activate blood flow.
 - Prick finger with a new lancet.

- Sampler tip is not completely red:

- The tip was removed from the blood too soon. Reapply the tip to the blood drop until no white remains visible on sampler tip.
- Blood flow stopped. See suggestions above.
- Blood was dropped onto the device tip from above. Always point sampler tip towards floor when touching it to the blood drop.



Warnings and Precautions:

- Single use only for a single individual.
- Do not use after expiration date.
- For external use only.
- Devices should be transported/mailed to the analytical laboratory, and appropriate documentation maintained according to local regulations and the analytical laboratory procedures and policies.
- Do not use if device packaging has been opened or damaged.
- Labs must validate use of product for their specific assay.
- Observe universal biological risk precautions.
- All used materials with blood residues must be handled and disposed of safely in accordance with local regulations.
- Any serious incident that has occurred in relation to the medical device should be reported to Trajan Scientific and Medical and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.



WATCH – Instructional videos at www.neoteryx.com/collect or scan the QR code to access.

Instructions for Sampling:

1. Unpack and prepare your kit contents:

- a. Twist off lancet caps.
- b. Tear open silver specimen bag.
- c. Remove device from specimen bag. **IMPORTANT – Leave the desiccant in the specimen bag!**
- d. Open the device by pulling tabs on device apart from each other until the two flaps are folded downwards. **NOTE:** Do NOT remove sampler tips from sampler bodies. Do NOT remove sampler bodies from device.
- e. Unwrap gauze.
- f. Unpeel back of bandages.

2. Wash hands with warm, soapy water.

3. Warm your hands by rubbing them together. You may also warm your hands by walking, jumping, or any other method you prefer. Warming your hands is **IMPORTANT** for good blood flow.


4. Select the finger you will use to collect the blood sample. See illustration for recommended locations off-center of finger midline.

5. Prick your finger by laying hand on a hard surface. Position the lancet on the chosen location. Apply firm pressure to end of lancet until a click is heard.

6. Wipe away first blood drop with the gauze. A blood drop may take up to 20 seconds to form. If needed, gently massage pricked finger upward until drop forms.



7. Collect sample by touching one of the sampler tips to the blood drop. First, watch the tip turn fully red as it absorbs the blood. Next, count 2 seconds. Last, slowly remove the sampler tip from blood. Repeat this process with the remaining sampler tips.

You may apply sampler tips to the blood drop multiple times to fill. Always point sampler tip towards floor when touching it to blood drop on your finger as shown above. Do NOT drip blood onto the sampler tip.



Ensure sampler tips are filled correctly.

1. Under-sampling occurs when:
 - 1. The sampler tip is removed from the blood too soon. Touch tip to blood until no white remains.
2. Blood flow stops. If this happens, repeat steps 4-7 with same tip until it turns fully red.



Over-sampling occurs when blood is dripped onto the sampler tip from above. Always touch sampler tip to blood drop as shown in step 7.

8. Set device down on hard surface and apply bandage to your finger.


! If you experience excessive bleeding after collection, apply pressure and contact your healthcare provider immediately.

9. Close device by lifting the flaps to meet at the top. Press together until a click is heard.

10. Insert device into the specimen bag and seal shut. Ensure the desiccant is still in the bag.

11. Insert specimen bag into plastic shipping envelope. Ensure a pre-addressed label is affixed to mailing envelope. Send to lab for processing as instructed.

12. Dispose of the lancet by enclosing it in the plastic pouch that contained the lancets, seal it and trash it in a bin. Do not dispose the lancet in a recycling bin.



For further assistance, please do not hesitate to contact us: neo.support@trajanscimed.com

Disclaimer:
Mitra® devices are CE-IVD (IVDR) devices intended as specimen collectors and for the storage and transport of dried blood. They are available as registered IVD Devices in the European Union and United Kingdom, Australia, Brazil, China, and Canada, as well as multiple Health Ministries worldwide. In the USA, Mitra devices are supplied as a research use only (RUO) product to assist in method development, other research-related and non-diagnostic activities. Mitra has not been validated for use with any diagnostic testing.

Specifications are subject to change without notice.

Neoteryx®, Mitra® and VAMS® are registered trademarks owned by Trajan Scientific Australia Pty Ltd.

by

Produkt Anleitung

Mitra®- Porbenahme-Set

(Behandlungseinheit)

Diese Anleitung gilt für die folgenden Mitra®-Produktkonfigurationen:

- Mitra– Porbenahme-Set




Anwendung:

Das Mitra-Blutabnahmeset ist eine nichtsterile Einweg-Verpackung, die für die Entnahme, die Lagerung und den Transport von Kapillarblut eines festen Volumens, mithilfe des Probenentnahme-Sets, bestimmt ist.

Produktbeschreibung:

Vorgesehene Anwender sind Gesundheitsfachkräfte und Laien. Die Blutprobe wird typischerweise durch einen Stich in die Fingerkuppe mit einer Lanzette entnommen. Die VAMS®-Probenentnahmespitze (im Lieferumfang des Mitra-Produkts enthalten) wird vorsichtig auf den Blutropfen am Finger angesetzt, bis die gesamte Spitze rot gefärbt ist und damit bestätigt, dass eine volumetrische Probe (10, 20 oder 30 µL, je nach verwendetem Produkt) entnommen wurde. Dieser Vorgang wird für jede Probenentnahmespitze wiederholt. Sobald alle Probenahmespitzen (eins (1), zwei (2), drei (3) oder vier (4), je nach verwendetem Produkt) gefüllt sind, wird das äußere Gehäuse des Produkts bis zum Einrasten geschlossen, um die Probe(n) zu schützen.



Enthaltenes Zubehör:


- Mitra-Produkt
- Probenbeutel mit Trockenmittel
- Barcode zur Kennzeichnung der Probe
- Lanzette (2 x oder 4 x)
- Multitupfer (1 x oder 2 x)
- Pflaster (2 x oder 4 x)
- Versandumschlag aus Plastik
- Versandumschlag aus Plastik

Produktspezifikationen:

- Probenart: Getrocknetes Vollblut
- Formate/Konfigurationen: Probenahme-Set
- Probenvolumen: 10, 20 oder 30 µL
- Substrat: Hydrophiles poröses Polymer
- Volumetrische Genauigkeit (%RSD): < 5 %
- Anzahl der entnommenen Proben: Bis zu 4 (je nach verwendetem Produkt)
- Haltbarkeit: 18 Monate
- Produktaufbewahrung: Bis zu 30 °C. Kurzfristig (z. B. beim Transport) bis zu 45 °C.
- Probenaufbewahrung: Die Richtlinien für die Aufbewahrung der Proben hängen vom Analyten ab und müssen vom Endbenutzer des Produkts festgelegt werden.

Hinweise zur Fehlerbehebung:

- Die erzeugte Blutmenge war zu gering:
 - Wärmen Sie die Hände gründlich auf (z. B. Hände unter warmes Wasser halten, Hände aneinander reiben oder 5 Minuten zügiges gehen).
 - Schütteln und massieren Sie die Finger, um den Blutfluss zu aktivieren.
 - Stechen Sie den Finger mit einer neuen Lanzette an.
- Die Probenentnahmespitze ist nicht vollkommen rot:
 - Die Probenentnahmespitze wurde zu früh vom Blut entfernt. Setzen Sie die Spitze wieder auf den Blutropfen, bis keine weiße Stelle mehr auf der Entnahmespitze zu sehen sind.
 - Der Blutfluss ist versiegt. Siehe vorherigen Hinweis.
 - Blut wurde von oben auf die Probenentnahmespitze getropft. Die Probenentnahmespitze stets nach unten richten, wenn Sie einen Blutropfen damit berühren.



Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:

- Einmaliger Gebrauch nur für eine einzelne Person
- Nach dem Verfallsdatum nicht mehr benutzen.
- Nur für äußerliche Anwendung.
- Die Produkte müssen zum Analyzelabor gesendet/geliefert werden. Außerdem ist eine ordnungsgemäße Dokumentation gemäß den örtlichen Vorschriften und den Verfahren und Richtlinien des Analyzelabors bereitzustellen.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet wurde oder beschädigt ist. Die Labore müssen die Verwendung des Produkts für ihren spezifischen Anwendungen validieren. Die Vorsichtsmaßnahmen für allgemeine Biorisiken sind zu beachten.
- Sämtliche Materialien mit Blutresten müssen sicher und gemäß den örtlichen Vorschriften gehandhabt und entsorgt werden.
- Jedes schwerwiegende Ereignis im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt ist Trajan Scientific and Medical sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats zu melden, in dem der Benutzer bzw. Patient ansässig ist.



ANSEHEN - Anleitungsvideo unter www.neoteryx.com/collect oder dazu den QR-Code scannen.

Anleitung für die Probenentnahme:

1. Inhalt Ihres Sets auspacken und vorbereiten:
 - a. Kappen von den Lanzetten abdrehen.
 - b. Silberfarbenen Probenbeutel aufreißen.
 - c. Produkt aus dem Probenbeutel entnehmen. **WICHTIG - Das Trockenmittel im Probenbeutel lassen!**
 - d. Das Produkt durch Auseinanderziehen der Laschen öffnen, bis beide Seiten nach unten geklappt sind. **ANMERKUNG:** Die Probenahmespitzen NICHT vom Probennehmer trennen. Die Probennehmer NICHT vom Produkt trennen.
 - e. Verbandmüll aus der Verpackung nehmen.
 - f. Rückseite der Pflaster abziehen.

2. Hände mit warmem Wasser und Seife waschen.

3. Hände durch Aneinanderreiben erwärmen. Sie können Ihre Hände auch durch Gehen, Springen oder eine auf andere Art, die Sie bevorzugen, wärmen. Das Erwärmen der Hände ist für eine gute Durchblutung WICHTIG.

4. Wählen Sie den Finger für die Blutabnahme. Siehe Abbildung für empfohlene Stellen abseits der Fingermitte.

5. Legen Sie die Hand auf eine harte Fläche, um den Finger anzustechen. Setzen Sie die Lanzette an der gewählten Stelle an. Üben Sie festen Druck auf das Ende der Lanzette aus, bis ein Klicken zu hören ist.

6. Wischen Sie den ersten Blutropfen mit dem Multitupfer weg. Es kann bis zu 20 Sekunden dauern, bis sich ein Blutropfen bildet. Massieren Sie gegebenenfalls den angestochenen Finger sanft nach oben hin, bis sich ein Tropfen bildet.




7. Entnehmen Sie die Probe, indem Sie den Blutropfen mit einer der Probenahmespitzen berühren. Warten Sie zunächst, bis sie vollständig rot wird. Warten Sie dann weitere 2 Sekunden. Entfernen Sie schließlich die Spitze langsam vom Blut. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den verbleibenden Probenahmespitzen.

Sie können die Probenahmespitzen mehrere Male am Blutropfen ansetzen, um sie zu füllen. Richten Sie die Probenahmespitze immer nach unten, wie oben dargestellt, wenn Sie einen Blutropfen an ihrem Finger damit berühren. Lassen Sie das Blut NICHT auf die Probenahmespitze tropfen.

Prüfen Sie, ob alle Probenahmespitzen ordnungsgemäß gefüllt sind

Eine unzureichende Entnahme tritt auf, wenn:

1. Die Probenentnahmespitze zu früh vom Blut entfernt wird. Halten Sie die Spitze solange an das Blut, bis keine weiße Stelle verbleibt.
2. Der Blutfluss versiegt. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte 4–7 mit der gleichen Spitze, bis diese vollständig rot wird.



Übermäßige Entnahme
Unzureichende Entnahme
Ordnungsgemäße Entnahme
Eine übermäßige Entnahme tritt auf, wenn Blut von oben auf die Probenentnahmespitze tropft. Führen Sie die Probenentnahmespitze immer zum Blut, wie in Schritt 7 dargestellt.

8. Setzen Sie die Kartuscheinheit auf einer festen Fläche ab und kleben Sie ein Pflaster um Ihren Finger.

! Falls Ihr Finger nach der Probenentnahme stark blutet, wenden Sie sich sofort an Ihren Gesundheitsversorger.

9. Schließen Sie die Kartuscheinheit, indem Sie die Seiten anheben, bis sie sich oben berühren. Drücken Sie sie zusammen, bis sie hörbar einrasten.

10. Legen Sie die Kartuscheinheit in den Probenbeutel und schließen Sie diesen. Vergewissern Sie sich, dass sich das Trockenmittel noch im Beutel befindet.

11. Stecken Sie den Probenbeutel in den Plastikversandumschlag. Achten Sie darauf, dass ein voradressiertes Etikett auf dem Versandumschlag angebracht ist. Schicken Sie diesen an das Labor zur vorschriftsmäßigen Verarbeitung.

12. Entsorgen Sie die Lanzette, indem Sie sie in den Plastikbeutel stecken, in dem sich die Lanzetten zuvor befanden, diesen verschließen und ihn in einen Müllimer werfen. Entsorgen Sie die Lanzette nicht in eine Wertstofftonne.

Falls Sie Hilfe benötigen, unterstützen wir Sie gerne: neo.support@trajanscimed.com

Haftungsausschluss:
Die Mitra-Microsampling-Einheit ist nicht klinikversuchsspezifisch und liefert auch keinerlei klinische Diagnoseergebnisse. Klinische Diagnoseelabore, welche die Mitra-Einheit zur Probenahme verwenden, müssen ihre Tests entsprechend ihrer organisatorischen Bedürfnisse validieren und die geltenden Vorschriften beachten. Mitra-Einheiten verfügen über eine Eigenzertifizierung gemäß CE-IVD in Großbritannien und in der EU, gemäß Klasse 1 IVD in Australien und China, und sind bei Health Canada registriert.

Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.

Neoteryx®, Mitra® und VAMS® sind eingetragene Handelsnamen der Trajan Scientific Australia Pty Ltd.

by

Instrucciones de uso

Mitra® Kit de Recogida de Micromuestras

(Paquete de Procedimientos)

Estas instrucciones aplican a las siguiente configuración del dispositivo Mitra®:

- Kit de recogida de micromuestras.




Uso previsto:

El Kit de recogida de micromuestras Mitra es un dispositivo no estéril de un solo uso que se utiliza para la recogida, almacenaje y transporte de muestras de sangre entera capilar de volumen especificado utilizando el contenido del kit de recogida.

Descripción del dispositivo:

El usuario previsto es un profesional de la salud o alguien no profesional. La muestra de sangre suele tomarse mediante un pinchazo en el dedo. La punta de muestreo VAMS® (contenida dentro del Dispositivo Mitra) se aplica suavemente a la gota de sangre en el dedo hasta que toda la punta se vuelva roja indicando que se ha recogido una muestra volumétrica (10, 20 o 30 µL, dependiendo del dispositivo que se utilice). Este proceso se repite para cada punta de muestreo. Una vez que se hayan rellenado todas las puntas de muestreo (una (1), dos (2), tres (3) o cuatro (4) dependiendo del dispositivo que se utilice), se cerrará con un clic en el exterior del dispositivo para asegurar la muestra.



Materiales proporcionados:

- Dispositivo Mitra
- Bolsa de muestras con desecante
- Código de barras de ID de muestra
- Lanceta (2 o 4 uds.)
- Gasa (1 o 2 uds.)
- Venda (2 o 4 uds.)
- Sobre de plástico para envío

Especificaciones del producto:

- Tipo de muestra: Sangre completa desecada.
- Formatos/configuraciones: Kit de recogida.
- Volumen de la muestra: 10, 20 o 30 µL.
- Substrato: Polímero poroso hidrófilo
- Precisión volumétrica (%RSD): < 5 %
- Número de muestras recolectadas: Hasta 4 (dependiendo del dispositivo utilizado).
- Vida útil: 18 meses.
- Almacenaje del dispositivo: Hasta 30°C. Durante un período más breve (por ejemplo, durante el transporte) hasta 45°C.
- Almacenaje de la muestra: Las directrices para el almacenaje de muestras dependen del análisis y deberán ser determinadas por el usuario final del dispositivo.

Consejos para resolución de problemas:

- No se produjo sangre suficiente:
 - Calentar bien las manos (por ejemplo, pasarlas por agua caliente, frotarlas, caminar a paso ligero durante 5 minutos).
 - Sacudir y masajear los dedos para activar la circulación sanguínea.
 - Pinchar el dedo con una lanceta nueva.

- La punta de muestreo no está completamente roja:
 - La punta de muestreo se ha retirado de la sangre demasiado pronto. Vuelva a aplicar la punta a la gota de sangre hasta que no quede ningún resto blanco visible en la punta.
 - Se detiene el flujo de sangre. Ver consejos anteriores.
 - La sangre cayó sobre la punta desde arriba. Dirija siempre la punta de muestreo hacia el suelo cuando toque la gota de sangre del dedo.



Advertencias y precauciones:

- Un solo uso para una sola persona.
- No utilizar una vez pasada la fecha de caducidad.
- Solo para uso externo.
- Los dispositivos deberán transportarse o enviarse al laboratorio de análisis, y se deberá conservar la documentación adecuada de conformidad con la legislación local y los procedimientos y políticas de laboratorios de análisis.
- No utilizar si el embalaje del dispositivo se ha abierto o ha sido dañado.
- Los laboratorios deben validar el uso del producto para su ensayo específico.
- Observar las precauciones universales de riesgo biológico.
- Todos los materiales utilizados con residuos de sangre deberán manipularse y eliminarse de forma segura de conformidad con la normativa local.
- Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo médico deberá notificarse a Trajan Scientific and Medical y la autoridad competente del estado miembro en el que esté domiciliado el usuario o el paciente.



VER - Vídeos de instrucciones en www.neoteryx.com/collect o escanea los códigos QR para acceder.

Instrucciones para la recogida de muestras:

1. Abra y prepare el contenido del kit:
 - a. Gire y retire las tapas de las lancetas.
 - b. Abra la bolsa plateada para muestras.
 - c. Retire el dispositivo de la bolsa para muestras. **¡IMPORTANTE - ¡Deje el desecante en la bolsa para muestras!**
 - d. Abra el dispositivo tirando de los extremos para abrirlos hasta que las dos partes estén bien plegadas hacia abajo. **NOTA:** NO retire las puntas de muestreo del muestrario. NO retire los muestrarios del dispositivo.
 - e. Abra el envoltorio de la gasa
 - f. Quite la cinta protectora de los apósitos adhesivos.

2. Lávese las manos con agua tibia y jabón.

3. Lávese las manos frotándolas entre sí. También puede calentarse las manos caminando, saltando o con cualquier otro método de su preferencia. **Es importante calentar las manos para que fluya bien la sangre.**

4. Seleccione el dedo que usará para extraer la muestra de sangre. Observe la ilustración para determinar los puntos recomendados lejos del centro de la línea media del dedo.

5. Pinchese el dedo con la mano apoyada sobre una superficie dura. Coloque la lanceta sobre el lugar elegido. Presione con firmeza en el extremo de la lanceta hasta oír un clic.

6. Limpie la primera gota de sangre con la gasa. Una gota de sangre puede tardar hasta 20 segundos en formarse. Si fuese necesario, masajee suavemente el dedo pinchado hacia arriba hasta que se forme una gota.




7. Tome la muestra tocando la gota de sangre con una de las puntas de muestreo. Primero, compruebe que se vuelva completamente roja. A continuación, cuente 2 segundos. Por último, retire lentamente la punta de la gota de sangre. Repita este proceso con el resto de las puntas de muestreo.

Se pueden colocar las puntas de muestreo en la gota de sangre varias veces hasta llenarlas. Dirija siempre la punta de muestreo hacia el suelo cuando toque la gota de sangre de su dedo, tal y como se muestra en la ilustración superior. NO deje que la sangre gotee sobre la punta de muestreo.

Asegúrese de que las puntas de muestreo se hayan llenado correctamente.

Se ha realizado un muestreo insuficiente cuando:

1. La punta de muestreo se retira demasiado pronto de la sangre. Acerque la punta y toque la sangre hasta que no se vea blanco.
2. El flujo de sangre se detiene, si esto sucede, repita los pasos 4-7 con la misma punta hasta que se vuelva completamente roja.



Muestreo excesivo
Muestreo insuficiente
Muestreo correcto

El muestreo excesivo ocurre cuando la sangre gotea sobre la punta de muestreo desde arriba. Toque siempre la gota de sangre con la punta de muestreo, como se indica en el paso 7.

8. Baje el dispositivo sobre una superficie dura y aplique un apósito en el dedo.

! Si sangra demasiado después de la extracción, póngase en contacto con su médico inmediatamente.

9. Cierre el dispositivo levantando los laterales hasta que se unan en la parte superior. Presione hasta oír un clic.

10. Introduzca el dispositivo en la bolsa para muestras y ciérrala herméticamente. Asegúrese de que el desecante sigue en la bolsa.

11. Introduzca la bolsa para muestras en el sobre de plástico para envío. Compruebe que el sobre de envío tenga una etiqueta con la dirección impresa y pegada. Envíelo al laboratorio según las instrucciones para su procesamiento.

12. Deseche la lanceta metiéndola en la bolsa de plástico que contenía las lancetas, precintela y tírela en un contenedor. No tire la lanceta en el contenedor de reciclaje.

Si necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de: neo.support@trajanscimed.com

Aviso legal: Los dispositivos Mitra® son dispositivos CE-IVD (IVDR) destinados a la recogida de muestras y al almacenamiento y transporte de sangre seca. Están disponibles como dispositivos IVD registrados en la Unión Europea y el Reino Unido, Australia, Brasil, China y Canadá, así como en múltiples Ministerios de Sanidad de todo el mundo. En EE.UU., los dispositivos Mitra se suministran como producto de uso exclusivo en investigación (RUO) para ayudar en el desarrollo de métodos y otras actividades relacionadas con la investigación y no diagnósticas. Mitra no ha sido validado para su uso con ninguna prueba de diagnóstico.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Neoteryx®, Mitra® y VAMS® son marcas registradas propiedad de Trajan Scientific Australia Pty Ltd.

REF

000000000

LOT

000000000

MM/DD/YYYY

Trajan Scientific Australia Pty Ltd (Sponsor)
7 Argent Place, Ringwood, VIC 3134, AU - Tel: +61 (0) 3 9874 8577

EC

REP

Advena Ltd.
Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street, Swatara, BKR 4013 Malta

www.neoteryx.com/collect



Neoteryx®, Mitra® e VAMS® são marcas registradas propriedade da Trajan Scientific Australia Pty Ltd